



德合创睿
SCIENTIFIC

DH2000 型智能 CODcr 回流消解仪

用户操作手册

德合创睿科学仪器（青岛）股份有限公司

前 言

尊敬的用户：

非常感谢您购买本公司的产品。为保证您在使用过程中能快速有效地操作 DH2000 型智能 CODcr 回流消解仪，我们为您提供此份用户操作手册，供您了解该产品所能实现的功能及操作方法。

若您在使用过程中遇到任何难题，可通过后方联系方式联系我们，
我们将在第一时间为您竭诚服务！

德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司


目 录

一、 简述	1
二、 仪器外形及部件名称	1
三、 触摸屏的使用说明	1
3.1 设置加热功率	2
3.2 设置加热时间	2
3.3 其他按钮的使用	2
四、 使用注意事项	2
五、 维护保养	3
六、 保修须知	3

一、简述

本仪器是用于《HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》中规定的对待测水样加热回流消解的仪器，本仪器有三个加热区域，共 12 个加热消解位，可同时加热消解 12 个样品。其中每个区域加热消解位是完全独立的加热控制，采用带冷却水的毛刺冷凝管和大功率风扇散热冷却，提供完美的回流效果。

二、仪器外形及部件名称



三、触摸屏的使用说明

触摸屏可以设定每一区域的“加热功率”和“加热时间”，实时显示加热的“剩余时间”，“加热开关”可控制每个区域的工作状态。

加热区域	01号区域	02号区域	03号区域
加热温度(°C)	0	0	0
加热时间(min)	0	0	0
剩余时间(min)	0	0	0
加热开关	II OFF	II OFF	II OFF
一键开启/关闭	II OFF	风扇延时关闭	0 分

3.1 设置加热温度

点击“加热温度”栏上的数字，可以在 0-500°C 内任意设置相应通道的加热功率。建议功率设置在 160-250°C 之间。功率过高可能导致沸腾加剧，冷凝回流效果差，导致 COD 数据偏大。

3.2 设置加热时间

点击“加热时间”设置栏上的数字，可以在 0-180 min 范围内任意设置相应通道的加热时间。

3.3 其他按钮的使用

- (1) 点击触摸屏上对应通道的“加热开关”按钮，相应区域开启加热。
- (2) 点击“一键开启”按钮，所有区域开启加热。
- (3) 点击“风扇延时关闭”栏上的数字，可设置加热完毕后风扇延时关闭的时间。

四、使用注意事项

4.1 加热前请确认消解瓶无破损、裂纹，确认消解瓶、回流管连接牢靠，消解瓶的底部与加热碗贴合。

4.2 为防止爆沸，请在加热前向锥形瓶中放入沸石。

4.3 如安装冷凝管后消解瓶不能放平，请尝试旋转消解瓶和冷凝管，寻找合适的

能放平消解瓶的位置。

4.4 本消解仪只能与本公司提供的消解瓶配套使用，使用其它非本公司提供的消解瓶在此设备上使用可能导致消解瓶受热不均匀、加热效果不佳等问题！

4.5 加热过程禁止触碰加热部件以免烫伤。

4.6 本仪器无防水功能，使用时应避免液体流入仪器内部，如消解瓶破裂等原因导致液体流入仪器内部，应立刻停止使用并报我司售后部门维修，如继续使用可能发生短路等危险情况。

4.7 底部有水的消解瓶不可直接放入加热碗中进行加热。请务必确认消解瓶的底部是干燥无水珠的，底部带有水珠的消解瓶直接放在加热碗中加热，水珠加热后会剧烈迸溅爆沸，容易发生危险，微量的水也可能渗透进陶瓷碗体，导致绝缘性下降，甚至漏电跳闸。

4.8 本产品为大功率加热设备，应由专人妥善管理、操作。未按照操作规程操作可能致使设备损坏或对人身安全造成伤害！

4.9 建议仪器连续工作时间不超过 4 小时。

五、维护保养

5.1 禁止未经本公司许可的拆卸、修理和改造。

5.2 经常检查电源线插头和插座，确保接触良好、可靠接地。

5.3 仪器外表面有限防腐，若强酸、强碱、有机溶剂等试剂滴溅到仪器表面，请及时擦拭干净。

六、保修须知

6.1 整机保修一年。

6.2 如遇以下情况，实行收费维修：

- ① 无保修卡及发票；
- ② 自行拆机的；
- ③ 操作失误、保养不当造成的；
- ④ 人为故意造成的；
- ⑤ 超过三包有效期；
- ⑥ 不可抗力造成的。

德合创睿科学仪器（青岛）股份有限公司

全国服务热线：400-600-2289

网址：www.dehecr.com

总部地址：山东省青岛市城阳区华安路5号1号楼2层

运营服务中心：杭州、成都、青岛

技术培训中心：青岛